

Laser Devices

Micromotor System for Surgery

Ultrasonic Scaler

先進技術の
オサダメディカル

動物用

骨接合又は骨手術用機械器具 (オサダ サクセスシリーズ)

Osada Success Series

ブラシレスモータ採用により
静音・長寿命を実現しました!



Osada Surgery Success V
オサダサージェリーサクセスV



Osada Success 40MV2
オサダサクセス-40MV2



Osada Success 40MV
オサダサクセス-40MV

Treatment Tables

Steam Autoclaves

Instruments for Small Animals

OSADA MEDICAL

オサダサクセス-40MV2




衛生的にお使い頂けます。
モータ、コードからハンドピースまでオートクレーブ滅菌可能！
トルクが強い！
低速回転でも止まることなく、お使い頂けます。

モータ・コードから
ハンドピースまで
オートクレーブ滅菌
可能

<仕様>

- 電源：電源電圧 交流100V、電源周波数 50/60Hz、電源入力 0.3A
- 分類：一般医療機器
- 質量：本体3.3kg モータハンドピース170g
- 寸法：W107×D185×H140mm（取手含む）
- 回転速度：1,000～40,000min⁻¹
- 確認番号：第19-3190号
- 標準構成：装置本体、フットコントローラー、サージェリーモータ[SM1-01]、ハンドピーススプレー、等速ストレートハンドピース[SH28S]、添付文書、取扱説明書

オプション ワイヤードライバー使用例



| 商品名 | 形式 | 商品コード | 標準価格 |
|-----------|------|-------|----------|
| ワイヤードライバー | WD-5 | 50286 | ¥572,000 |

※オサダサクセス-40MV2専用です。オサダサクセス-40MV1には使用できません。
※モータコード付
※ハンドピース(JCH-1、ACH-1、WCH-1、PCH-1等)の詳細につきましては、最終ページをご覧ください。

| 商品名 | 形式 | 商品コード | 標準価格 |
|---------------|----------|-------|----------|
| オサダサクセス-40MV2 | OS-40MV2 | 3236 | ¥350,000 |

標準装備

| 商品名 | 形式 | 商品コード | 標準価格 |
|---------------|-------|-------|---------|
| 等速ストレートハンドピース | SH28S | 49342 | ¥42,900 |

※ノーズコーン付

| 商品名 | 形式 | 商品コード | 標準価格 |
|-----------|--------|-------|----------|
| サージェリーモータ | SM1-01 | 49282 | ¥186,000 |

※モータコード付

※出荷時の回転速度は最高30,000min⁻¹までの設定となっております。
40,000min⁻¹仕様でご使用になる場合は、(株)オサダメディカルまでご相談下さい。

オサダサージェリーサクセスV

モータ・コードから
ハンドピースまで
オートクレーブ滅菌
可能

ピンニング・ドリリングなどの
外科処置から歯科治療まで
幅広い用途にお応えする
マイクロサージェリーシステム

- ブラシレスモータ採用
- オシレイト(反転)機能
- 注水機能
- 自動注水準備機能
- 液だれ防止機能

オサダサージェリーサクセスV (サージェリーモータセット OSS-3・3 (ワイヤードライバー5セット仕様))

| 商品名 | 仕様 | 形式 | 商品コード | 標準価格 |
|----------------------|-------------------------------|---------|-------|------------|
| オサダサージェリーサクセスV OSS-3 | サージェリーモータセット ワイヤードライバー5セット | OSS-3・3 | 3229 | ¥1,720,000 |

※生理食塩液は標準装備されていません。



<OSS-3・3仕様>

- 電源：電源電圧 交流100V 電源周波数 50/60Hz、電源入力 0.3A
- 分類：一般医療機器
- 確認番号：第19-3192号
- 寸法：W200×D295×H250mm（突起部含む）
- 注水ポンプ注水量：5～100ml/min（目安）
- 質量：本体7.4kg
- 標準構成：装置本体、フットコントローラー、サージェリーモータセット、ワイヤードライバー5セット、添付文書、取扱説明書

サージェリーモータセット仕様内容

骨の切削
骨の穴あけ

等速ストレートハンドピース [SH28SP] + サージェリーモータ [SM1-01]

- 回転速度：2,000～30,000min⁻¹
- 停止トルク：5Ncm
- 質量：100g（モータ部のみ）
- 寸法：φ25×W72.3mm（ジャンクション部除く）
- 構成：サージェリーモータ（モータコード付）、等速ストレートハンドピース（ノーズコーンSP付）、ポトルスタンド、ホルダー付洗浄用チューブ、洗浄用チューブ

ワイヤードライバー5セット仕様内容

骨の穴あけ
骨の固定

ジャコプスチャックハンドピース [JCH-1] (チャック寸法 φ0.5～5.0mm) + ワイヤードライバー [WD-5]

- 回転速度：100～1,900min⁻¹
- 停止トルク：50Ncm
- 寸法：ハンドピース部 φ31×W83mm、グリップ部 W43×D29×H91mm
- 構成：ワイヤードライバー[WD-5]（コード付）、ジャコプスチャックハンドピース [JCH-1]（工具付）

オサダサクセス-40MV



幅広い拡張性！
豊富なオプション追加により多目的にお使い頂けます！
トルクが強い！
低速回転でも止まることなく、お使い頂けます。

ハンドピース
オートクレーブ滅菌可能
モータ・コード
EOG滅菌可能

<仕様>

- 電源：電源電圧 交流100V、電源周波数 50/60Hz、電源入力 0.2A
- 分類：一般医療機器
- 質量：本体2.9kg モータハンドピース175g
- 寸法：W100×D185×H105mm（ゴム脚含む）
- 回転速度：1,000～40,000min⁻¹
- 確認番号：第19-3191号
- 標準構成：装置本体、フットコントローラー、L10Mモータ（コード付）、等速ストレートハンドピース[SH28S]、ハンドピーススプレー、添付文書、取扱説明書

オプション ワイヤードライバー [WD-1-5] 使用例



| 商品名 | 形式 | 商品コード | 標準価格 |
|-----------|--------|-------|----------|
| ワイヤードライバー | WD-1-5 | 49302 | ¥186,000 |

| 商品名 | 形式 | 商品コード | 標準価格 |
|----------|------|-------|----------|
| L14Mモーター | L14M | 50205 | ¥169,000 |

※オサダサクセス-40MV専用です。オサダサクセス-40MV2には使用できません。
※モータコード付

| 商品名 | 形式 | 商品コード | 標準価格 |
|--------------|---------|-------|----------|
| オサダサクセス-40MV | OS-40MV | 3222 | ¥198,600 |

標準装備

| 商品名 | 形式 | 商品コード | 標準価格 |
|---------------|-------|-------|---------|
| 等速ストレートハンドピース | SH28S | 49342 | ¥42,900 |


※ノーズコーン付

| 商品名 | 形式 | 商品コード | 標準価格 |
|---------|------|-------|----------|
| L10Mモータ | L10M | 49297 | ¥143,000 |

※モータコード付

※出荷時の回転速度は最高30,000min⁻¹までの設定となっております。
40,000min⁻¹仕様でご使用になる場合は、(株)オサダメディカルまでご相談下さい。

オサダサージェリーサクセスV OSS-1・3 (サージェリーモータセット仕様)



| 商品名 | 仕様 | 形式 | 商品コード | 標準価格 |
|----------------------|--------------|---------|-------|------------|
| オサダサージェリーサクセスV OSS-1 | サージェリーモータセット | OSS-1・3 | 3227 | ¥1,000,000 |

確認番号：第19-3194号

オサダサージェリーサクセスV OSS-2・3 (ワイヤードライバー5セット仕様)



| 商品名 | 仕様 | 形式 | 商品コード | 標準価格 |
|----------------------|---------------|---------|-------|------------|
| オサダサージェリーサクセスV OSS-2 | ワイヤードライバー5セット | OSS-2・3 | 3228 | ¥1,430,000 |

確認番号：第19-3193号

オプション ご購入後の追加オプションとして、サージェリーモータ、ワイヤードライバーともに単品販売しております。

| 商品名 | 形式 | 商品コード | 標準価格 |
|---------------|--------|-------|----------|
| サージェリーモータ | SM1-01 | 49282 | ¥186,000 |
| 等速ストレートハンドピース | SH28SP | 49341 | ¥54,400 |

| 商品名 | 形式 | 商品コード | 標準価格 |
|-----------|------|-------|----------|
| ワイヤードライバー | WD-5 | 50215 | ¥572,000 |

スムーズな切削を！

歯の分割や形成に最適です。
臼歯の処置がしやすいアングル型ハンドピースです。

※15万回転でご使用ください。



| 商品名 | 形式 | 商品コード | 標準価格 | 確認番号 |
|----------------------|--------|-------|----------|----------|
| オサダ5倍速コントラアングルハンドピース | CAG04V | 55537 | ¥129,000 | 第27-2566 |

| 商品名 | 形式 | 商品コード | 標準価格 | 商品写真 | 確認番号 |
|---|--------|-------|----------|-----------------------------|-----------|
| AOボーンドリルハンドピース ※最高回転速度:30,000min ⁻¹ 、専用締め付けパナ付属 | SH33 | 20230 | ¥57,200 | シャック径:φ0.5~4.5mm チャック4ヶ付 | 第19-3192号 |
| ソーシレートハンドピース ※最高回転速度:30,000min ⁻¹ 、専用締め付けパナ付属 | SOH01A | 49277 | ¥286,000 | 振れ角度:7° | 第19-3187号 |
| ソーサジタルハンドピース ※最高回転速度:30,000min ⁻¹ 、専用締め付けパナ付属 | SSH01 | 49275 | ¥286,000 | 振れ角度:4° | |
| ソーレシプロケットハンドピース2 ※最高回転速度:30,000min ⁻¹ 、専用締め付けパナ付属 | SRH02A | 49274 | ¥286,000 | 全ストローク3mm | 第18-698号 |
| 2倍速アングルハンドピース ※最高回転速度:60,000min ⁻¹ | SH31LP | 49346 | ¥115,000 | シャック径φ2.35mm | 第18-671号 |
| 等速アングルハンドピース ※最高回転速度:30,000min ⁻¹ | SH27LP | 49344 | ¥115,000 | シャック径φ2.35mm | 第18-670号 |
| 等速コントラヘッド ※最高回転速度:40,000min ⁻¹ | CH07 | 49268 | ¥30,000 | コントラバー:シャック径φ2.35mm | 第18-668号 |
| 等速コントラシャック ※最高回転速度:40,000min ⁻¹ | CS132 | 49271 | ¥40,000 | ※組み合わせてご使用下さい。 | 第18-669号 |

ストレート・アングルハンドピースに装着してご使用下さい。

| 商品名 | 商品コード | 標準価格 | 確認番号 |
|----------|-------|---------|-----------|
| ノーズコーンS | 49260 | ¥14,300 | 第19-3192号 |
| ノーズコーンSP | 49261 | ¥14,300 | |
| ノーズコーンL | 49265 | ¥14,300 | |
| ノーズコーンLP | 49266 | ¥28,600 | |

ノーズコーンS



ノーズコーンSP



※注水パイプ付

ノーズコーンL



ノーズコーンLP



※注水パイプ付

(バー全長 40~45mm
シャック長 32mm以上)

(バー全長 65~75mm
シャック長 58mm以上)

ワイヤードライバー [WD-5] と組み合わせてご使用いただけます。

| 商品名 | 形式 | 商品コード | 標準価格 | 確認番号 |
|---|-------|-------|----------|-----------|
| ① ワイヤーチャックハンドピース ※最高回転速度:1,900min ⁻¹ | WCH-1 | 49294 | ¥258,000 | 第18-701号 |
| ② ピンチャックハンドピース ※最高回転速度:1,900min ⁻¹ | PCH-1 | 49295 | ¥258,000 | 第18-700号 |
| ③ ジャコブスチャックハンドピース ※最高回転速度:1,900min ⁻¹ | JCH-1 | 49292 | ¥100,000 | 第19-3192号 |
| ④ AOチャックハンドピース ※最高回転速度:1,900min ⁻¹ | ACH-1 | 49296 | ¥100,000 | 第18-702号 |



① 使用クワイヤ φ0.7~1.8mm



② 使用クワイヤ φ1.98~3.18mm



③ チャック寸法 φ0.5~5.0mm



④ AO専用ドリル シャック径 φ4.4
シャック長 25mm以上

ブレード

※適応ハンドピース:ソーサジタルハンドピース


製造販売元:林刃物株式会社

| 商品名 | 商品コード | 標準価格 | 備考 | 確認番号 |
|----------------|-------|---------|--------------------------|------------|
| サジタルブレード SB-4S | 52353 | 各¥7,000 | 刃幅 4mm、刃高 0.3mm、刃厚0.4mm | 22動薬第3004号 |
| サジタルブレード SB-6S | 51904 | | 刃幅 6mm、刃高 0.3mm、刃厚0.4mm | 21動薬第1317号 |
| サジタルブレード SB-9S | 51905 | | 刃幅 9mm、刃高 0.3mm、刃厚0.4mm | 21動薬第1318号 |
| サジタルブレード SB-14 | 51907 | | 刃幅 14mm、刃高 0.6mm、刃厚0.4mm | 21動薬第1713号 |
| サジタルブレード SB-19 | 51908 | | 刃幅 19mm、刃高 0.6mm、刃厚0.4mm | 21動薬第1316号 |



14mm

使用イメージ



メンテナンス用品

| 商品名 | 商品コード | 標準価格 |
|------------------|-------|--------|
| ハンドピーススプレー HKタイプ | 71911 | ¥4,000 |



※HK用ノズル付
※1本入

ご使用に際しましては、商品に添付の添付文書・取扱説明書を必ずお読み下さい。

※表示価格は消費税抜きの価格です。消費税は別途申し受けます。 ※撮影・印刷インクの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※商品は改良の為、予告なしに仕様を変更することがありますので、予めご了承下さい。又、ご不明な点は(株)オサダメディカルまでお問い合わせ下さい。

NO.1606

販売元



株式会社オサダメディカル

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-17-5
TEL 03 (3492) 2874 (代)
FAX 03 (3492) 3021

<http://osada-group.jp/>

製造販売元:長田電機工業株式会社

品質マネジメントシステム



長田電機工業(株)

品質マネジメントシステム



ISO9001 ISO13485
長田電機工業(株)名古屋工場

環境マネジメントシステム



ISO14001
JAER0211
長田電機工業(株)名古屋工場